



ROSTER DENT®

Sistemas de Implantes Dentales

Catálogo de Productos

Implantes Dentales
Biomateriales
Instrumental Quirúrgico



www.rosterdent.com



ROSTER DENT®

Sistemas de Implantes Dentales

ROSTER DENT ha avanzado en el desarrollo de productos dentales brindando versatilidad y confiabilidad al odontólogo.

ROSTER DENT tiene a su disposición TODAS las SOLUCIONES para sus PACIENTES

SUMARIO

La Planta	pág. 02
Sistema Hex Gold	pág. 06
Sistema Hex Gold P4	pág. 12
Sistema Cónico Gold	pág. 18
Sistema Cónico Gold P4	pág. 24
Sistema Cónico Platinum	pág. 30
Sistema Hex	pág. 36
Sistema Conical	pág. 42
Sistema Plus	pág. 48
Sistema Conical Hex / H Int.	pág. 54
Caja Quirúrgica e instrumental	pág. 58
Novedades Rosterdent	pág. 62



Laboratorios
Romi S.A.

LABORATORIOS ROMI S.A. es una Compañía Argentina, con más de 16 años de experiencia en la industria dental. Cuenta con modernas instalaciones con mas de 2.000mts², mecanizado propio con tornos CNC, laboratorio con área limpia, instrumentales de alta precisión en el control de sus productos, garantizando la calidad que los caracteriza.

Para más información, Laboratorios Romi lo invita a conocer el catálogo de productos en la web www.rosterdent.com

Beruti 2522. 1ºA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 011-4823-1202.

info@rosterdent.com

ventas@rosterdent.com

www.rosterdent.com



INDUSTRIA
ARGENTINA



ROSTER DENT®
Sistemas de Implantes Dentales



Laboratorios
Romi S.A.

La Planta



ROSTER DENT es un Sistema de Implantes desarrollado con tecnología de punta, procurando destacarse en el mercado dental, siguiendo los más estrictos controles de calidad.

Complaciendo a nuestros clientes con la amplia gama de productos y con una experiencia de más de 16 años en la fabricación de implantes dentales.

Primera Fase

Nuestro ciclo productivo comienza con materia prima de excelente calidad. La cual ingresa a la planta con un certificado de calidad del fabricante a la que realizamos nuestros propios ensayos a fin de asegurar que está dentro de los parámetros establecidos para su utilización. La materia prima principal es el titanio que se destaca por ser cold worked (o forjado en frío) lo cual aumenta la resistencia mecánica y rigidez de nuestros implantes.



Segunda Fase


Se elaboran más de 1.000 productos con tornos automáticos CNC de última generación.



Tercera Fase

Rigurosos controles

Sector de metrología, después de la elaboración del producto las piezas pasan por un proceso de limpieza y posteriormente son controladas, asegurando la calidad del producto en el sector de "Control de Calidad" bajo las más estrictas normas.



Cuarta Fase

Tratamiento superficial


Luego de controlar las piezas y asegurarnos que se encuentren dentro de los parámetros de medición, se trasladan al sector de tratamiento de superficie, aquí se les realiza un descontaminado y posterior tratamiento de superficie (SLA) a cada pieza, para pasar luego al sector de envasado.



Quinta Fase

Área limpia

Este sector cuenta con un sistema de ventilación independiente. Tenemos además exclusas y cuartos de traspaso donde se realizan periódicamente registros que aseguran la inexistencia de cualquier partícula no deseada, dando paso a un proceso de envasado libre de cualquier agente contaminante, para luego ser trasladado y terminar con una exposición a radiación, asegurando su esterilidad.



Sexta Fase

Mejor servicio y atención

Contamos con distribuidores en todo el país y una oficina en C.A.B.A. para ofrecer mejor servicio y atención. Trabajamos con profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional, brindando Work Shops y cursos periódicamente en Argentina y en el exterior.





ROSTER DENT
Sistemas de Implantes Dentales



Sistema de Implantes
HEX GOLD[®]
Conexión Hexágono Interno





Características:

Conexión Hexágono interior.


Cuerpo cilíndrico.

Rosca principal de perfil cónico invertido, con frezado helicoidal que permite una inserción mucho más simple y ágil.

Micro espiras que permiten al hueso escalar sobre las mismas, en el proceso de óseo integración. Tratamiento SLA. Este tratamiento, que poseen todos nuestros implantes, se realiza con 3 procesos generales: blasting, tratamiento ácido y neutralizado, los dos primeros crean macro y micro rugosidad, imitando la textura del hueso, facilitando así el proceso de óseo integración. El proceso culmina con la exposición a radiación, para eliminar toda bacteria no deseada.

Siempre bajo las más estrictas normas de control y calidad.

Diámetro y Longitudes




Ø 3,5 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm
Núcleo 2,9 mm. Ancho 3,5



Ø 4,0 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm
Núcleo 3,1 mm. Ancho 4




Ø 5,0 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm
Núcleo 4,1 mm. Ancho 5



Instancias en la Colocación del Implante

- A) Protocolo de fresado: Siguiendo las referencias pautadas en el cuadro de protocolo de fresado correspondiente.
- B) Implante + PIM (Porta Implante Multi Función) + Tapa colocadora provista en el Packaging del producto.
- C) Implante colocado + Tapa de cierre.
- D) Porta Implante utilizado como transfer, para la toma de impresión con cubeta.
- E) Porta Implante utilizado como pilar definitivo.
- F) Terminado con prótesis.



Las imágenes son a modo ilustrativo


Protocolos de fresado

HEX GOLD	Lanza 2,0	2,5	3	3,3	3,5	4,2 ó 4,5
Ø 3,5 mm.	•	•	•			
Ø 4,0 mm.	•	•		•	•	
Ø 5,0 mm.	•	•	•		•	•



Detalles:

Este nuevo modelo de implante se diseñó con el objetivo de fusionar las características que hacen más simple y efectiva la colocación y la óseo integración de los implantes dentales. Relacionando así, la conexión del hexágono interno que aumenta la rigidez de la supra estructura en el momento en el que se ejercen las cargas por sobre el implante, ayudado también por su cono interno que favorece la sujeción de los pilares y evita el aflojamiento de los mismos. Micro-espiras, que disminuyen la tendencia del hueso a retraerse. Y por último la geometría cilíndrica que hace el proceso de colocación mucho más simple evitando la utilización de fresas cónicas en el protocolo de fresado.



Presentación del Producto



La presentación incluye:

- Implante de titanio Grado 4
- Tapa de cierre
- Tornillo de titanio
- Porta Implante Multifunción (PIM)

¿Por qué Multifunción? A parte de ser utilizado como transportador y colocador inicial, el porta implante puede utilizarse como pilar definitivo y como pilar de transferencia de cubeta cerrada si se le corta el cuadrado superior. También cuenta con un frezado en forma de gota que coincide con una de las caras del hexágono, permitiendo poder utilizarlo como referencia para la posición y facilitar los trabajos de transferencias.

Detalle de etiqueta en envase contenedor

- Datos del Responsable Técnico
- Código autorización ANMAT
- Datos lote del producto:

ROSTER DENT

Elaborado por **LABORATORIOS ROMI S.A.**

Estéril. Producto de un sólo uso.

Resp. téc.: Dr. G. Arizmendi, Farmacéutico, MP 19115

Autorizado por la ANMAT

PM 1914-2
LOTE: 287/18

Gutierrez 2937, Quilmes
Bs. As. - Industria Argentina

Servicio de atención al profesional:
(+5411) 4823-1202/info@rosterdent.com

- Información importante sobre el producto.


- Marca del Producto y datos del laboratorio que lo fabrica.
- Signos (leer instructivo) y (producto de un solo uso).
- Datos para contactarse con Laboratorios Romi s.a.



PORTA IMPLANTE PIM
Multifunción



PORTA IMPLANTE PIM
Multifunción



TAPA DE CIERRE



TAPA DE CIERRE



ANALOGO DE IMPLANTE



ANALOGO DE IMPLANTE



TRANSFER CUBETA CERRADA



TRANSFER CUBETA CERRADA




TRANSFER CUBETA ABIERTA



TRANSFER CUBETA ABIERTA





PILAR UCLA CALCINABLE
Rotacional y No Rotacional
Incluye tornillo de titanio
con punzonado 0.48



PILAR UCLA CALCINABLE
Rotacional y No Rotacional
Incluye tornillo de titanio
con punzonado 0.48



PILAR BALL ATTACHED
Altura 1, 2, 3, 4, 5 y 6 mm
Incluye cazoleta,
2 O-rings y
arandela de teflón



PILAR BALL ATTACHED
Altura 1, 2, 3, 4, 5 y 6 mm
Incluye cazoleta,
2 O-rings y
arandela de teflón



PILAR Incluye tornillo de
titanio c/punzonado 0.48

Ø3.5	1	2	3	4	5	6
Ø4.7	1	2	3	4	5	6
Ø5.7	1	2	3	4	5	6



PILAR Incluye tornillo de titanio
c/punzonado 0.48

Ø4.5	1	2	3	4	5	6
Ø5.7	1	2	3	4	5	6
Ø6.7	1	2	3	4	5	6



TAPAS DE CICATRIZACIÓN

	alturas					
Ø3.5	1	2	3	4	5	6
Ø4.7	1	2	3	4	5	6
Ø5.7	1	2	3	4	5	6



TAPAS DE CICATRIZACIÓN

	alturas					
Ø4.5	1	2	3	4	5	6
Ø5.7	1	2	3	4	5	6
Ø6.7	1	2	3	4	5	6



PILAR BASE CROMO
Incluye tornillo de
titanio c/punzonado 0.48



PILAR BASE CROMO
Incluye tornillo de
titanio c/punzonado 0.48





ROSTER DENT®
Sistemas de Implantes Dentales



Sistema de Implantes
HEX GOLD P4®
Conexión Hexágono Interno





Características:

Conexión Hexágono interior.
Cuerpo con núcleo cónico.
Rosca principal de perfil trapecoidal muy agresiva con frezado helicoidal para colocación post extracción y en hueso de tipo 4.
Disponible en longitudes cortas para la colocación en poca profundidad de hueso.
Tratamiento SLA. Este tratamiento que poseen todos nuestros implantes, se realiza con 3 procesos generales: blasting, tratamiento ácido y neutralizado, los dos primeros crean macro y micro rugosidad imitando la textura del hueso y facilitando su óseo integración. El proceso culmina con la exposición a radiación para eliminar toda bacteria no deseada. Siempre bajo las más estrictas normas de control y calidad.

Diámetro y Longitudes



Ø 4,0 mm
5,5 mm
6,5 mm
7,5 mm
8,5 mm
10,5 mm
Núcleo Ø 4,3




Ø 5,0 mm
5,5 mm
6,5 mm
7,5 mm
8,5 mm
10,5 mm
Núcleo Ø 5,3



Instancias en la Colocación del Implante

- A) Secuencia de fresado según protocolo (vease cuadro de fresado)
- B) Implante montado (Implante + Porta Implante Multifunción sujeto a la tapa colocadora provista en el packaging del producto).
- C) Implante colocado + Tapa de cierre.
- D) Pilar multi función utilizado como transfer.
- E) Pilar multi función modificado para ser usado como pilar definitivo.
- F) Terminado con prótesis instalada sobre el implante.



Las imágenes son a modo ilustrativo

Protocolos de fresado


HEX GOLD P4	Lanza 2,0	2,5	3	3,5	4,5	Cónica 4,0	Cónica 5,0
Ø 4,0 mm.	•	•	•	•		•	
Ø 5,0 mm.	•	•	•	•	•		•





Detalles:

Este implante se desarrolló con la idea de tener en nuestra amplia gama de posibilidades, un implante “corto” de gran capacidad de penetración y estabilidad inicial. Permitiendo poder utilizarlo en lugares que con otros modelos de implantes resultase incómodo. Su tipo de Rosca P4 permite colocar el implante Post Extracción y al ser autorroscante ayuda a su rápida y eficaz inserción en huesos blandos tipo 4.

Gracias a su tipo de conexión interna, posee un plano y un cono de cierre mas un hexágono antirrotación, aumenta considerablemente la rigidez en la supra estructura pudiéndose utilizar en molares resistiendo muy bien las cargas axiales y de presión existentes en el momento de la oclusión.



Presentación del Producto



La presentación incluye:

- Implante de titanio Grado 4
- Tapa de cierre
- Tornillo de titanio
- Porta Implante Multifunción (PIM)

¿Por qué Multifunción? A parte de ser utilizado como transportador y colocador inicial, el porta implante puede utilizarse como pilar definitivo y como pilar de transferencia de cubeta cerrada si se le corta el cuadrado superior.

También cuenta con un frezado en forma de gota que coincide con una de las caras del hexágono, permitiendo poder utilizarlo como referencia para la posición y facilitar los trabajos de transferencias.

Detalle de etiqueta en envase contenedor

- Datos del Responsable Técnico

- Código autorización ANMAT

- Datos lote del producto:

- Marca del Producto y datos del laboratorio que lo fabrica.

- Signos (leer instructivo) y (producto de un solo uso).

- Información importante sobre el producto.

- Datos para contactarse con Laboratorios Romi s.a.

ROSTER DENT

Elaborado por **LABORATORIOS ROMI S.A.**

Esteril, Producto de un sólo uso.

Resp. Téc.: Dr. G. Arizmendi. Farmacéutico, MP 19115

Autorizado por la ANMAT

PM 1914-2

LOTE: 287/18

Gutierrez 2937, Quilmes Bs. As. - Industria Argentina

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Almacenar a temperatura ambiente en su estuche original fuera del alcance de los niños, en ambientes que aseguren la ausencia de filtraciones, humedad, entrada de polvo y suciedad.

Evitar temperaturas extremas.

No utilizar si el envase ha sido dañado. Prohibida su reesterilización. Colocar el implante siguiendo normas de asepsia y técnicas quirúrgicas adecuadas, en quirófano y con instrumental estéril.

Abirir con técnica aséptica.

Servicio de atención al profesional: (+5411) 4823-1202/info@rosterdent.com



PORTA IMPLANTE PIM
Multifunción



TAPA DE CIERRE



ANALOGO DE IMPLANTE



TRANSFER CUBETA CERRADA



TRANSFER CUBETA ABIERTA



PILAR UCLA CALCINABLE
Rotacional y No Rotacional
Incluye tornillo de titanio
con punzonado 0.48



PILAR BALL ATTACHED
Altura 1, 2, 3, 4, 5 y 6 mm
Incluye cazoleta,
2 O-rings y
arandela de teflón



PILAR Incluye tornillo de
titanio c/punzonado 0.48

Ø3.5	1	2	3	4	5	6
Ø4.7	1	2	3	4	5	6
Ø5.7	1	2	3	4	5	6



TAPAS DE CICATRIZACIÓN

	alturas					
Ø3.5	1	2	3	4	5	6
Ø4.7	1	2	3	4	5	6
Ø5.7	1	2	3	4	5	6




PILAR BASE CROMO
Incluye tornillo de
titanio c/punzonado 0.48





PORTA IMPLANTE PIM
Multifunción



TAPA DE CIERRE



ANALOGO DE IMPLANTE



TRANSFER CUBETA CERRADA



TRANSFER CUBETA ABIERTA



PILAR UCLA CALCINABLE
Rotacional y No Rotacional
Incluye tornillo de titanio
con punzonado 0.48



PILAR BALL ATTACHED
Altura 1, 2, 3, 4, 5 y 6 mm
Incluye cazoleta,
2 O-rings y
arandela de teflón



PILAR Incluye tornillo de titanio
c/punzonado 0.48

Ø4.5	1	2	3	4	5	6
Ø5.7	1	2	3	4	5	6
Ø6.7	1	2	3	4	5	6



TAPAS DE CICATRIZACIÓN

	alturas					
Ø4.5	1	2	3	4	5	6
Ø5.7	1	2	3	4	5	6
Ø6.7	1	2	3	4	5	6



PILAR BASE CROMO
Incluye tornillo de
titanio c/punzonado 0.48





ROSTER DENT®
Sistemas de Implantes Dentales



Sistema de Implantes
CONICAL GOLD®
Conexión Tri-Channel





Características:

Rosca Conical invertida con fresado helicoidal.
Conexión Tri-Channel (Triangular).
Platform switching / Excelente estabilidad primaria.
Incluye Porta Implante Multifunción (PIM).
Esta línea de implantes posee cuerpo cónico con una rosca marcada y autoroscante todo esto hace que sea un implante que alcanza altos niveles de fijación primaria.
Su extremo crestal termina con una micro rosca con grabado ácido y presenta un bisel pulido a 45° dando apoyo al tejido blando, formando la plataforma switching. En el resto de su cuerpo su superficie se encuentra tratada mediante un blasting mas un grabado acido (denominado superficie SLA).
Utiliza el sistema tri canal como medio de retención de los pilares o abutment.


Diámetro y Longitudes

	Ø 3,5 mm		Ø 4,0 mm		Ø 5,0 mm		Ø 6,0 mm
	8 mm		8 mm		8 mm		8 mm
	10 mm		10 mm		10 mm		10 mm
	11,5 mm		11,5 mm		11,5 mm		11,5 mm
	13 mm		13 mm		13 mm		13 mm
	15 mm		15 mm		15 mm		15 mm
	Apice 2,5 mm. Ancho 3,75		Apice 2,5 mm. Ancho 4,25		Apice 3,3 mm. Ancho 5,25		Apice 3,3 mm. Ancho 6,30

En los Implantes con diámetro Ø3,5 y Ø4, la conexión es de 3,5. / En los Implantes con diámetro Ø5, la conexión es de 4,3. / En los Implantes con Ø6 la conexión es de 5.


Detalles:

El hecho de poseer un cuerpo cónico los hace especialmente útiles en situaciones que deben sortearse elementos dentarios vecinos, como concavidades vestibulares o balcones linguales. Además el cuerpo cónico y la rosca en forma de pino otorgan una alta fijación primaria.
La conexión tri-channel sumada a la gran precisión de ajuste que provee en todos sus sistemas de implantes, la empresa ROSTER DENT lo hace aconsejable para restauraciones de tipo unitarias con lo que no habría aflojamiento de los tornillo de ajuste protésico.
Dicha conexión se destaca de otras en el mercado por su profundidad de 4 mm dentro del implante.
Presenta plataforma cambiada incorporada (platform switching) lo que disminuye la perdida ósea peri implante y por consiguiente contribuye a mejorar la estabilidad de los tejidos blandos y los resultados estéticos a nivel de la mucosa cervical.
La micro rosca a nivel cervical contribuye a minimizar la perdida ósea marginal y ha demostrado en ensayos clínicos su efectividad en dicho aspecto.



Instancias en la Colocación del Implante

- A) Protocolo de fresado: Siguiendo las referencias pautadas en el cuadro de protocolo de fresado correspondiente.
- B) Implante + PIM (Porta Implante Multi Función) + Tapa colocadora provista en el Packaging del producto.
- C) Implante colocado + Tapa de cierre.
- D) Porta Implante utilizado como transfer, para la toma de impresión con cubeta.
- E) Porta Implante utilizado como pilar definitivo.
- F) Terminado con prótesis.



Las imágenes son a modo ilustrativo

Protocolos de fresado


Cónical Gold	Lanza 2,0	2,5	2,8	3,3	Cónica 3,45	Cónica 4,0	Cónica 5,0	Cónica 6,0
Ø 3,5 mm.	•	•			•			
Ø 4,0 mm.	•	•			•	•		
Ø 5,0 mm.	•	•	•	•	•	•	•	
Ø 6,0 mm.	•	•	•	•	•	•	•	•

Importante: Para su colocación debe seguirse protocolo con fresas cónicas correspondientes y usar torquímetro para su ajuste final. Recomendamos no exceder los 35Ncm



Consideraciones en la colocación del sistema CONICAL GOLD®

- El implante CONICAL GOLD® se mide desde el ápice hasta el bisel pulido.
1. La inserción debe realizarse en forma lenta, y dejando un espacio de tiempo entre giro y giro, para que el hueso vaya acomodándose al incremento de grosor del implante.
 2. Debe usarse Torquímetro. Una vez que se ha llegado a insertar el implante CONICAL GOLD® hasta la medida deseada, deberá tomarse la llave fija, insertarla en el cuadrado del porta implante y girar hacia la izquierda unos 180° (para descomprimir el ápice del implante contra el hueso). Luego, se coloca el torquímetro y se ajusta nuevamente hacia la derecha el implante hasta un máximo 35 Ncm. Luego se procede a colocar el tornillo de cierre o cicatrización.



Presentación del Producto



- La presentación incluye:
- Implante de titanio Grado 4
 - Tapa de cierre
 - Tornillo de titanio
 - Porta Implante Multifunción (PIM)

¿Por qué Multifunción? A parte de ser utilizado como transportador y colocador inicial, el porta implante puede utilizarse como pilar definitivo y como pilar de transferencia de cubeta cerrada si se le corta el cuadrado superior.

También cuenta con un frezado en forma de gota que coincide con una de las caras del hexágono, permitiendo poder utilizarlo como referencia para la posición y facilitar los trabajos de transferencias.

Detalle de etiqueta en envase contenedor

- Datos del Responsable Técnico

- Código autorización ANMAT

- Datos lote del producto:

- Marca del Producto y datos del laboratorio que lo fabrica.

- Signos (leer instructivo) y (producto de un solo uso).

- Información importante sobre el producto.

- Datos para contactarse con Laboratorios Romi s.a.

ROSTER DENT

Elaborado por LABORATORIOS ROMI S.A.

Estéril.

Producto de un sólo uso.

Resp. téc.: Dr. G. Arizmendi.

Farmacéutico, MP 19115

Autorizado por la ANMAT

PM 1914-2

LOTE: 287/18

Gutierrez 2937, Quilmes

Bs. As. - Industria Argentina

Servicio de atención al profesional:

(+5411) 4823-1202/info@rosterdent.com

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Almacenar a temperatura ambiente en su estuche original fuera del alcance de los niños, en ambientes que aseguren la ausencia de filtraciones, humedad, entrada de polvo y suciedad.

Evitar temperaturas extremas.

No utilizar si el envase ha sido dañado. Prohibida su reesterilización. Colocar el implante siguiendo normas de asepsia y técnicas quirúrgicas adecuadas, en quirófano y con instrumental estéril.

Abrir con técnica aséptica.



PORTA IMPLANTE MULTIFUNCIÓN (PIM) Ø 3,5 - 4,3

Puede usarse como Transfer para cubeta cerrada y Pilar estético con hombro de 2 mm



PILAR ANGULADO 15° y 25° Ø 3,5 - 4,3 - 5. Incluye tornillo de Titanio con punzonado 0,48




TAPA DE CIERRE Ø 3,5 - 4,3 - 5 - 6.

Ø 3,5 - 4,3 - 5 - 6.



PILAR ESTÉTICO ANATÓMICO Ø 3,5 - 4,3 - 5. Altura A: 1,7 mm Altura B: 3 mm Incluye tornillo de Titanio con punzonado 0,48



TAPA DE CICATRIZACIÓN Ø 3,5 - 4,3 - 5 - 6. Altura. 1, 2, 3, 4 y 5 mm



TAPA DE CICATRIZACIÓN RECTA Ø 3,5 - 4,3 - 5 - 6. Altura. 1, 2, 3, 4 y 5 mm



TRANSFER DE IMPRESIÓN TITANIO ABIERTA. Ø 3,5 - 4,3 - 5



TRANSFER DE IMPRESIÓN TITANIO CUBETA CERRADA Ø 3,5 - 4,3 - 5





PILAR BALL ATTACHED
Altura 1, 2, 3, 4, 5 mm.
con cazoleta, 2 o-rings
y arandela de teflón



**UCLA CALCINABLE
ROTACIONAL
Y NO ROTACIONAL**
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



PILARE RECTO
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48.
Ø 3,5 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5
Ø 4,3 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5
Ø 5,0 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5



PILAR RECTO ESPECIAL
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48.
Ø 3,5 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5
Ø 4,3 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5
Ø 5,0 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5



**CASQUILLO PARA TOMA
DE TRANSFERENCIA**
Ø 3,5 - 4,3



**PILAR BASE CROMO
ROTACIONAL
Y NO ROTACIONAL**
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



TORNILLO
M1,8 - M2 de titanio



T BASE - ZIRCONIO
Ø 3,5 - 4,3
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



**ANÁLOGO DE IMPLANTE
TITANIO**
Ø 3,5 - 4,3 - 5





ROSTER DENT®
Sistemas de Implantes Dentales



Sistema de Implantes
CONICAL GOLD P4®
Conexión Tri-Channel





Características:

- Rosca diseñada especialmente para post extracción y hueso Tipo 4.
- Conexión Tri-Channel (Triangular).
- Platform Switching.
- Excelente estabilidad primaria.
- Incluye Porta Implante Multifunción (PIM).

Detalles:

La línea Conical Gold P4 posee cuerpo cónico con una rosca diseñada para una alta fijación en el momento de la colocación, todo esto hace que sea un implante que alcanza altos niveles de fijación primaria haciéndolo de primera elección en casos de huesos de pobre calidad (tipo 3 y 4).

Su extremo crestal termina con una micro rosca con grabado ácido y presenta un bisel pulido a 45° dando apoyo al tejido blando, formando la plataforma switching, en el resto de su cuerpo su superficie se encuentra tratada mediante un blasting más un grabado ácido (denominado superficie SLA).

Utiliza el sistema tri canal como medio de retención de los pilares o abutment.

A pesar de poseer un cuerpo muy cónico sus espiras de rosca marcada hacen que sea prácticamente cilíndrico, con una ligera conicidad apical.

La conexión tri canal sumado a las gran precisión de ajuste que provee en todos sus sistemas de implantes, la empresa ROSTER DENT lo hace aconsejable para restauraciones de tipo unitarias con lo que no habría aflojamiento del tornillo de ajuste protésico.

Presenta plataforma cambiada incorporada (platform switching), lo que disminuye la pérdida ósea peri implante y por consiguiente contribuye a mejorar la estabilidad de los tejidos blandos y los resultados estéticos a nivel de la mucosa cervical.

La micro rosca a nivel cervical contribuye a minimizar la pérdida ósea marginal y ha demostrado en ensayos clínicos su efectividad en dicho aspecto.

Diámetro y Longitudes



Ø 3,5 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm
Apice 2,5 mm.
Ancho 3,75




Ø 4,0 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm
Apice 2,5 mm.
Ancho 4,25




Ø 5,0 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm
Apice 3,3 mm.
Ancho 5,25

En los Implantes con diámetro Ø3,5 y Ø4, la conexión es de 3,5. / En los Implantes con diámetro Ø5, la conexión es de 4,3.



Instancias en la Colocación del Implante

- A) Protocolo de fresado: Siguiendo las referencias pautadas en el cuadro de protocolo de fresado correspondiente.
- B) Implante + PIM (Porta Implante Multi Función) + Tapa colocadora provista en el Packaging del producto.
- C) Implante colocado + Tapa de cierre.
- D) Porta Implante utilizado como transfer, para la toma de impresión con cubeta.
- E) Porta Implante utilizado como pilar definitivo.
- F) Terminado con prótesis.



Las imágenes son a modo ilustrativo

Protocolos de fresado

Cónical Gold P4	Lanza 2,0	2,5	2,8	3,3	Cónica 3,45	Cónica 4,0	Cónica 5,0
Ø 3,5 mm.	•	•			•		
Ø 4,0 mm.	•	•			•	•	
Ø 5,0 mm.	•	•	•	•	•	•	•

Importante: Para su colocación debe seguirse protocolo con fresas cónicas correspondientes y usar torquímetro para su ajuste final.



Consideraciones en la colocación del sistema CONICAL GOLD P4®

El implante CONICAL GOLD P4® se mide desde el ápice hasta el bisel pulido.

- 1. La inserción debe realizarse en forma lenta y dejando un espacio de tiempo entre giro y giro, para que el hueso vaya acomodándose al incremento de grosor del implante.
- 2. Debe usarse torquímetro, una vez que se ha llegado a insertar el implante CONICAL GOLD P4® hasta la medida deseada, deberá tomarse la llave fija, insertarla en el cuadrado del porta implante y girar hacia la izquierda unos 180°, esto descomprime el ápice del implante contra el hueso. Luego, se coloca el torquímetro y se ajusta nuevamente hacia la derecha el implante hasta un máximo 35 Ncm. Luego se procede a colocar el tornillo de cierre o cicatrización.



Presentación del Producto



La presentación incluye:

- Implante de titanio Grado 4
- Tapa de cierre
- Tornillo de titanio
- Porta Implante Multifunción (PIM)

¿Por qué Multifunción? A parte de ser utilizado como transportador y colocador inicial, el porta implante puede utilizarse como pilar definitivo y como pilar de transferencia de cubeta cerrada si se le corta el cuadrado superior.

También cuenta con un frezado en forma de gota que coincide con una de las caras del hexágono, permitiendo poder utilizarlo como referencia para la posición y facilitar los trabajos de transferencias.

Detalle de etiqueta en envase contenedor

- Datos del Responsable Técnico

- Código autorización ANMAT

- Datos lote del producto:

Elaborado por LABORATORIOS ROMI S.A.

Estéril.

Producto de un sólo uso.

Resp. téc.: Dr. G. Arizmendi.

Farmacéutico, MP 19115

Autorizado por la ANMAT

PM 1914-2

LOTE: 287/I 8

Gutierrez 2937, Quilmes

Bs. As. - Industria Argentina

- Marca del Producto y datos del laboratorio que lo fabrica.

- Signos (leer instructivo) y (producto de un solo uso).

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Almacenar a temperatura ambiente en su estuche original fuera del alcance de los niños, en ambientes que aseguren la ausencia de filtraciones, humedad, entrada de polvo y suciedad.

Evitar temperaturas extremas.

No utilizar si el envase ha sido dañado. Prohibida su reesterilización. Colocar el implante siguiendo normas de asepsia y técnicas quirúrgicas adecuadas, en quirófano y con instrumental estéril.

Abirir con técnica aséptica.

Servicio de atención al profesional:

(+5411) 4823-1202/info@rosterdent.com

- Información importante sobre el producto.

- Datos para contactarse con Laboratorios Romi s.a.



**PORTA IMPLANTE
MULTIFUNCIÓN (PIM)**
Ø 3,5 - 4,3

Puede usarse como Transfer
para cubeta cerrada y Pilar
estético con hombro de 2 mm




PILAR ANGULADO 15° y 25°
Ø 3,5 - 4,3 - 5.
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



TAPA DE CIERRE
Ø 3,5 - 4,3 - 5.



PILAR ESTÉTICO ANATÓMICO
Ø 3,5 - 4,3 - 5.
Altura A: 1,7 mm
Altura B: 3 mm
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



TAPA DE CICATRIZACIÓN
Ø 3,5 - 4,3 - 5.
Altura. 1, 2, 3, 4 y 5 mm



**TAPA DE CICATRIZACIÓN
RECTA**
Ø 3,5 - 4,3 - 5.
Altura. 1, 2, 3, 4 y 5 mm




**TRANSFER DE IMPRESIÓN
TITANIO ABIERTA.**
Ø 3,5 - 4,3 - 5



**TRANSFER DE IMPRESIÓN
TITANIO CUBETA CERRADA**
Ø 3,5 - 4,3 - 5





PILAR BALL ATTACHED
Altura 1, 2, 3, 4, 5 mm.
con cazoleta, 2 o-rings
y arandela de teflón



**CASQUILLO PARA TOMA
DE TRANSFERENCIA**
Ø 3,5 - 4,3



UCLA CALCINABLE
ROTACIONAL
Y NO ROTACIONAL
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



PILAR BASE CROMO
ROTACIONAL
Y NO ROTACIONAL
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



PILARE RECTO
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48.
Ø 3,5 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5
Ø 4,3 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5
Ø 5,0 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5



TORNILLO
M1,8 - M2 de titanio



T BASE - ZIRCONIO
Ø 3,5 - 4,3
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



PILAR RECTO ESPECIAL
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48.
Ø 3,5 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5
Ø 4,3 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5
Ø 5,0 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5



ANÁLOGO DE IMPLANTE
TITANIO
Ø 3,5 - 4,3 - 5






ROSTER DENT®
Sistemas de Implantes Dentales



Sistema de Implantes
CONICAL PLATINUM®
Conexión Tri-Channel





Características:

Buen nivel de percepción crestal con conexión Tri-Channel fácil de usar.
Gran estabilidad inicial gracias al cuerpo cónico del implante.
Este sistema de implante aporta una estabilidad inicial óptima en hueso denso y blando.

Detalles:

Alta estabilidad inicial, incluso en situaciones óseas comprometidas
El implante cónico original que imita la forma de la raíz de un diente natural está diseñado para conseguir una alta estabilidad inicial y es ideal para función inmediata, tanto en alveolos post-extracción como cicatrizados.
Su superficie se encuentra tratada mediante un blasting más un grabado ácido (denominado superficie SLA).

Diámetro y Longitudes




Ø 3,5 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm



Ø 4,3 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm




Ø 5,0 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm



Instancias en la Colocación del Implante

- A) Protocolo de fresado: Siguiendo las referencias pautadas en el cuadro de protocolo de fresado correspondiente.
- B) Implante + PIM (Porta Implante Multi Función) + Tapa colocadora provista en el Packaging del producto.
- C) Implante colocado + Tapa de cierre.
- D) Porta Implante utilizado como transfer, para la toma de impresión con cubeta.
- E) Porta Implante utilizado como pilar definitivo.
- F) Terminado con prótesis.



Las imágenes son a modo ilustrativo

Protocolos de fresado

Cónical Platinum	Lanza 2,0	2,5	2,8	3,3	Cónica 3,45	Cónica 4,0	Cónica 5,0
Ø 3,5 mm.	•	•			•		
Ø 4,0 mm.	•	•			•	•	
Ø 5,0 mm.	•	•	•	•	•	•	•

Importante: Para su colocación debe seguirse protocolo con fresas cónicas correspondientes y usar torquímetro para su ajuste final.




Este implante posee un alto nivel de rendimiento, resultados clínicos consistentes. Conviértiéndolo en un implante muy confiable para cualquier indicación clínica.

Es un implante cónico original que imita la forma de la raíz de un diente natural.

Está diseñado para conseguir una alta estabilidad inicial, es ideal para función inmediata tanto en alveolos post-extracción como cicatrizados.

Presenta una extraordinaria percepción táctil y alta tasa de supervivencia en los niveles óseos estables en la práctica clínica diaria.

Está disponible en los siguientes diámetros: Ø 3.5 - Ø 4.3 - Ø 5.



Presentación del Producto



- La presentación incluye:
- Implante de titanio Grado 4
 - Tapa de Cierre

Detalle de etiqueta en envase contenedor

- Datos del Responsable Técnico

- Código autorización ANMAT

- Datos lote del producto:

ROSTER DENT

Elaborado por **LABORATORIOS ROMI S.A.**

Estéril.

Producto de un sólo uso.

Resp. téc.: Dr. G. Arizmendi.

Farmacéutico, MP 19115

Autorizado por la ANMAT

PM 1914-2

LOTE: 287/18

Gutierrez 2937, Quilmes
Bs. As. - Industria Argentina

Servicio de atención al profesional:
(+5411) 4823-1202/info@rosterdent.com

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Almacenar a temperatura ambiente en su estuche original fuera del alcance de los niños, en ambientes que aseguren la ausencia de filtraciones, humedad, entrada de polvo y suciedad.

Evitar temperaturas extremas.

No utilizar si el envase ha sido dañado. Prohibido su reesterilización. Colocar el implante siguiendo normas de asepsia y técnicas quirúrgicas adecuadas, en quirófano y con instrumental estéril.

Abrir con técnica aséptica.

- Información importante sobre el producto.

- Marca del Producto y datos del laboratorio que lo fabrica.

- Signos (leer instructivo) y (producto de un solo uso).

- Datos para contactarse con Laboratorios Romi s.a.



TAPA DE CIERRE

Ø 3,5 - 4,3 - 5.



TAPA DE CICATRIZACIÓN

Ø 3,5 - 4,3 - 5.

Altura. 1, 2, 3, 4 y 5 mm



TAPA DE CICATRIZACIÓN RECTA

Ø 3,5 - 4,3 - 5

Altura. 1, 2, 3, 4 y 5 mm



TRANSFER DE IMPRESIÓN TITANIO ABIERTA.

Ø 3,5 - 4,3 - 5



PILAR ANGULADO 15° y 25°

Ø 3,5 - 4,3 - 5.

Incluye tornillo de Titanio con punzonado 0,48



PILAR ESTÉTICO ANATÓMICO

Ø 3,5 - 4,3 - 5.

Altura A: 1,7 mm

Altura B: 3 mm

Incluye tornillo de Titanio con punzonado 0,48



TRANSFER DE IMPRESIÓN TITANIO CUBETA CERRADA

Ø 3,5 - 4,3 - 5





PILAR BALL ATTACHED
Altura 1, 2, 3, 4, 5 mm.
con cazoleta, 2 o-rings
y arandela de teflón



**CASQUILLO PARA TOMA
DE TRANSFERENCIA**
Ø 3,5 - 4,3



UCLA CALCINABLE
ROTACIONAL
Y NO ROTACIONAL
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



PILAR BASE CROMO
ROTACIONAL
Y NO ROTACIONAL
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



PILARE RECTO
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48.
Ø 3,5 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5
Ø 4,3 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5
Ø 5,0 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5



TORNILLO
M1,8 - M2 de titanio




T BASE - ZIRCONIO
Ø 3,5 - 4,3
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



PILAR RECTO ESPECIAL
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48.
Ø 3,5 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5
Ø 4,3 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5
Ø 5,0 / Alt: 1, 2, 3, 4, y 5



ANÁLOGO DE IMPLANTE
TITANIO
Ø 3,5 - 4,3 - 5






ROSTER DENT
Sistemas de Implantes Dentales



Sistema de Implantes
HEX[®]
Conexión Hexágono externo





Características:

- Cilíndrico.
- Rosca D.E. (doble entrada 60°)
- Rápida inserción autorroscante.
- Ápice con 3 ejes cortantes.
- Incluye Porta Implante Multifunción (PIM).
- Este puede usarse como Transfer para cubeta cerrada y pilar estético con hombro de 2 mm.
- Incluye tornillo de titanio definitivo.

* Opcional Implante Hex SG con conexión tipo estrella.
Sin porta Implante y sin tornillo.
Con tapa de cierre.
Disponible en RD Ø 3,75 mm y Ø 4,00 mm

Diámetro y Longitudes

SD Diámetro Pequeño

	Ø 3,3 mm
	8 mm
	10 mm.
	11,5 mm
	13 mm
	15 mm
HEX 2,4 mm. Altura 1 mm.	

RD Diámetro Regular

	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	
	8 mm	6 mm	
	10 mm	8 mm	
	11,5 mm	10 mm	
	13 mm	11,5 mm	
	15 mm	13 mm	
HEX distancia entre caras 2,7 mm. Altura 0,7 mm.			

WD Diámetro Ancho


Ø 5,0 mm.	
8 mm.	
10 mm.	
11,5 mm	
13 mm	
15 mm	
HEX 3,3 mm. Altura 1 mm.	

Detalles:

Los implantes de diámetro 3,3 poseen un hexágono de 2,4 mm de lado a lado entre caras y 1 mm de altura, la rosca interna del tornillo de ajuste protésico es de 1,8 mm.


Los implantes de diámetro 3,75 y 4 presentan plataforma de 4,1 mm y su hexágono tiene 0,7 mm de altura y 2,7 mm de ancho de lado a lado entre caras, la rosca interna del tornillo de ajuste protésico es de 2 mm.

En implante de diámetro 5 posee un hexágono de 3,3 mm de lado a lado entre caras y 1 mm de altura y su tornillo protésico utiliza una rosca de 2,5 mm.



Instancias en la Colocación del Implante

- A) Protocolo de fresado: Siguiendo las referencias pautadas en el cuadro de protocolo de fresado correspondiente.
- B) Implante + PIM (Porta Implante Multi Función) + Tapa colocadora provista en el Packaging del producto.
- C) Implante colocado + Tapa de cierre.
- D) Porta Implante utilizado como transfer, para la toma de impresión con cubeta.
- E) Porta Implante utilizado como pilar definitivo.
- F) Terminado con prótesis.



Protocolos de fresado

Sistema HEX	Lanza 2,0	2,5	2,8	3,3	3,5	4,2 ó 4,5
Ø 3,3 mm.	•	•	•			
Ø 3,75 mm.	•	•	•	•		
Ø 4,0 mm.	•	•	•	•	•	
Ø 5,0 mm.	•	•	•	•	•	•


Importante: Para su colocación debe seguirse protocolo con fresas cónicas correspondientes y usar torquímetro para su ajuste final.



Detalles:

Este implante se desarrolló con la idea de tener en nuestra amplia gama de posibilidades, un implante “corto” de gran capacidad de penetración y estabilidad inicial. Permitiendo poder utilizarlo en lugares que con otros modelos de implantes resultase incómodo. Su tipo de Rosca P4 permite colocar el implante Post Extracción y al ser autorroscante ayuda a su rápida y eficaz inserción en huesos blandos tipo 4.

Gracias a su tipo de conexión interna, posee un plano y un cono de cierre mas un hexágono antirrotación, aumenta considerablemente la rigidez en la supra estructura pudiéndose utilizar en molares resistiendo muy bien las cargas axiales y de presión existentes en el momento de la oclusión.



Presentación del Producto



La presentación incluye:

- Implante de titanio Grado 4
- Tapa de cierre
- Tornillo de titanio
- Porta Implante Multifunción (PIM)

¿Por qué Multifunción? A parte de ser utilizado como transportador y colocador inicial, el porta implante puede utilizarse como pilar definitivo y como pilar de transferencia de cubeta cerrada si se le corta el cuadrado superior. También cuenta con un frezado en forma de gota que coincide con una de las caras del hexágono, permitiendo poder utilizarlo como referencia para la posición y facilitar los trabajos de transferencias.

Detalle de etiqueta en envase contenedor

- Datos del Responsable Técnico

- Código autorización ANMAT

- Datos lote del producto:

- Marca del Producto y datos del laboratorio que lo fabrica.

- Signos (leer instructivo) y (producto de un solo uso).

- Información importante sobre el producto.

- Datos para contactarse con Laboratorios Romi s.a.

ROSTER DENT
Elaborado por LABORATORIOS ROMI S.A.
Estéril.
Producto de un sólo uso.
Resp. téc.: Dr. G. Arizmendi.
Farmacéutico, MP 19115
Autorizado por la ANMAT
PM 1914-2
LOTE : 287/I 8

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.
Almacenar a temperatura ambiente en su estuche original fuera del alcance de los niños, en ambientes que aseguren la ausencia de filtraciones, humedad, entrada de polvo y suciedad.
Evitar temperaturas extremas.
No utilizar si el envase ha sido dañado. Prohibida su reesterilización. Colocar el implante siguiendo normas de asepsia y técnicas quirúrgicas adecuadas, en quirófano y con instrumental estéril.
Abrir con técnica aséptica.

Gutierrez 2937, Quilmes
Bs. As. - Industria Argentina
Servicio de atención al profesional:
(+5411) 4823-1202/info@rosterdent.com



PORTA IMPLANTE MULTIFUNCIÓN (PIM)

Puede usarse como Transfer para cubeta cerrada y Pilar estético con hombro de 2 mm. Incluye tornillo de titanio definitivo



TRANSFER DE IMPRESIÓN TITANIO

Todas las medidas
3,3 - 3,75 - 4,0 - 5,0



TAPA DE CIERRE

Todas las medidas
SD: 3,3 (punzonado 0,35)
RD: 3,75 - 4,0 (punzonado 0,48)
WD: 5,0 (punzonado 0,48)



ANÁLOGO DE IMPLANTE TITANIO Y BRONCE

Todas las medidas
3,3 - 3,75 - 4,0 - 5,0



TAPA DE CICATRIZACIÓN
con contorno estético (ver cuadro)
Alturas 2, 3, 4 mm.


Fabricamos a medidas

Ø 3,3mm	Ø 3,75-4,0mm	Ø 5,0mm
4,2 mm	5,0 mm	6,0 mm



TORNILLO DE TITANIO

Todas las medidas
1,8 - 2 - 2,5



PILAR ANGULADO 15° Y 25°

alt. 9 mm hombro 2 mm
Incluye tornillo de Titanio con punzonado 0,48


Fabricamos a medidas

Ø 3,3mm	Ø 3,75-4,0mm	Ø 5,0mm
1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm



El implante Hex es un modelo clásico que ofrece simplicidad, rentabilidad, gran versatilidad y variedad de medidas para abordar múltiples situaciones clínicas incluso cargas inmediatas. Posee un proceso restaurador simple por su sencilla y amplia gama de componentes protésicos. El sistema de implantes HEX ha sido desarrollado para ofrecerle una opción versátil que le permita abordar todas las situaciones clínicas con un flujo quirúrgico y protésico sencillo, contrastado y económicamente accesible. Esta línea cuenta con un hexágono externo según el estándar mundial. Este tipo de conexión implante-pilar es una de las más





PILAR ESTÉTICO ANATÓMICO
Ø 3,3 - 4 - 5.
Altura A: 1,7 mm
Altura B: 3 mm
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



PILAR RECTO TITANIO
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48

Ø 3,3mm	Ø 3,75/4,0mm	Ø 5,0mm
0 mm	0 mm	0 mm
1 mm	1 mm	1 mm
2 mm	2 mm	2 mm
3 mm	3 mm	3 mm
4 mm	4 mm	4 mm
5 mm	5 mm	5 mm




PILAR MACIZO FACETADO
altura 9 mm
hombro 2 mm
Todas las medidas
3,3 - 3,75 - 4,0 - 5,0



PILAR BALL ATTACHED

alt. 2,3,4 mm.
con cazoleta y 2 o-rings




PILAR UCLA TITANIO
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



CAZOLETA ABIERTA (a)

CAZOLETA CERRADA (b)



PILAR UCLA CALCINABLE
Rotacional y No Rotacional
Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



PILAR BASE CROMO
Rotacional y No Rotacional

Incluye tornillo de Titanio
con punzonado 0,48



documentadas del mercado.
Es un implante de cuerpo cilíndrico y con fresado auto-roscante especialmente indicado en hueso tipo I y II gracias al diseño de su ápice. Al igual que todos nuestros productos, su superficie se encuentra tratada mediante un blasting mas un grabado acido (denominado superficie SLA), que sirve para crear cavidades en la superficie del implante que son posteriormente tratadas con la técnica de pasivado.



ROSTER DENT
Sistemas de Implantes Dentales



Sistema de Implantes
CONICAL[®]
Conexión Cono Morse





Características:

- Cono Morse compatible 100%
- Rosca cónica invertida autorroscante.
- Excelente estabilidad primaria.
- Estético.
- Cuello pulido 1.4 mm.
- Incluye Porta Implante compatible 100%.
- Una sola fase quirúrgica.

Detalles:


Es un sistema de implantes de cuerpo cónico con una rosca marcada y autorroscante, todo esto hace que sea un implante que alcanza altos niveles de fijación primaria.

Su extremo gingival presenta un cuello pulido de 1,0 mm en el resto del cuerpo la superficie se encuentra tratada mediante un blasting mas un grabado acido (denominado superficie SLA).

Utiliza el sistema de cono morse como medio de retención de los pilares o abutment.

En esta línea las longitudes se toman desde su extremo apical hasta donde termina la rosca, donde restan 2,5 mm de cuello de los cuales 1,5 mm tienen solamente tratamiento ácido lo que permite obtener un área más flexible en la colocación dependiendo del caso y criterio clínico en la profundización del implante, siendo aconsejable profundizarlo en áreas de mayor demanda estética.

Diámetro y Longitudes




Ø 3,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm
Apice 2,5 mm. Ancho 3,75



Ø 4,0 mm
6 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm
Apice 2,5 mm. Ancho 4,25




Ø 5,0 mm
6 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm
Apice 3,3 mm. Ancho 5,25



Instancias en la Colocación del Implante

- A) Protocolo de fresado: Siguiendo las referencias pautadas en el cuadro de protocolo de fresado correspondiente.
- B) Implante + PIM (Porta Implante Multi Función) + Tapa colocadora provista en el Packaging del producto.
- C) Implante colocado + Tapa de cierre.
- D) Porta Implante utilizado como transfer, para la toma de impresión con cubeta.
- E) Porta Implante utilizado como pilar definitivo.
- F) Terminado con prótesis.



Las imágenes son a modo ilustrativo

Protocolos de fresado

CONICAL	Lanza 2,0	2,5	2,8	3,3	Cónica 3,45	Cónica 4,0	Cónica 5,0
Ø 3,5 mm.	•	•			•		
Ø 4,0 mm.	•	•			•	•	
Ø 5,0 mm.	•	•	•	•	•	•	•


Importante: Para su colocación debe seguirse protocolo con fresas cónicas correspondientes y usar torquímetro para su ajuste final.



Consideraciones en la colocación del sistema CONICAL®.

El implante CONICAL® se mide desde el ápice hasta la última espira. Su cuello es de 2.5mm, está tratado hasta 1.5mm, lo que permite insertar el implante hasta 1.5mm mas de su medida.

- 1. La inserción debe realizarse en forma lenta y dejando un espacio de tiempo entre giro y giro, a fin de que el hueso se pueda acomodar al incremento de grosor del implante.
- 2. Debe usarse torquímetro. Una vez que se ha llegado a insertar el implante CONICAL® hasta la medida deseada, deberá tomarse la llave fija, insertada en el hexágono del porta implante y girar hacia la izquierda unos 180°, esto descomprime el ápice del implante contra el hueso. Luego, se coloca el torquímetro y se ajusta nuevamente hacia la derecha del implante hasta un máximo de 35Ncm. Luego se procede a colocar el tornillo de cierre o cicatrización.



Presentación del Producto



- La presentación incluye:
- Implante de titanio Grado 4
 - Tornillo de titanio

Detalle de etiqueta en envase contenedor

- Datos del Responsable Técnico

- Código autorización ANMAT

- Datos lote del producto:

- Marca del Producto y datos del laboratorio que lo fabrica.

- Signos (leer instructivo) y (producto de un solo uso).

- Información importante sobre el producto.

- Datos para contactarse con Laboratorios Romi s.a.

ROSTER DENT

Elaborado por **LABORATORIOS ROMI S.A.**

Estéril.

Producto de un sólo uso.

Resp. téc.: Dr. G. Arizmendi.
Farmacéutico, MP 19115

Autorizado por la ANMAT

PM 1914-2
LOTE: 287/18

Gutierrez 2937, Quilmes
Bs. As. - Industria Argentina

Servicio de atención al profesional:
(+5411) 4823-1202/info@rosterdent.com

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Almacenar a temperatura ambiente en su estuche original fuera del alcance de los niños, en ambientes que aseguren la ausencia de filtraciones, humedad, entrada de polvo y suciedad.

Evitar temperaturas extremas.

No utilizar si el envase ha sido dañado. Prohibida su reesterilización. Colocar al implante siguiendo normas de asepsia y técnicas quirúrgicas adecuadas, en quirófano y con instrumental estéril.

Abrir con técnica aséptica.



PORTA IMPLANTE
Ø 3,5; 4,0 y 5,0



TAPA DE CIERRE
Ø 3,5; 4,0 y 5,0



TAPA DE CICATRIZACIÓN
Altura 1,2,3,4 mm.



PILAR MACIZO FACETADO

Altura 4 mm.
Altura 5,5 mm.
Altura 7 mm.
Altura 10mm.

Colocador
de Pilar
facetado



PILAR UCLA CALCINABLE
PILAR DE TITANIO
Incluye tornillo de Titanio M2
con punzonado 0,48



PILAR ANGULADO 15° y 25°
Altura. 9 mm.
Incluye tornillo de Titanio M2
con punzonado 0,48



PILAR UCLA ANGULADO
CALCINABLE 15° y 25°
altura 9 mm.
Incluye tornillo de Titanio M2
con punzonado 0,48



PILAR CHIMENEA DE TITANIO
Altura 12 mm.
Incluye tornillo de Titanio M2
con punzonado 0,48





ANÁLOGO DE PILAR FACETADO

Altura 4, 5, 5 y 7 mm.




PILAR CALCINABLE CHIMENEA PARA BARRA

Incluye tornillo de Titanio M2
con punzonado 0,48.



ANÁLOGO DE IMPLANTE BRONCE Y TITANIO



CASQUILLO BASE DE PROVISORIO




PILAR BALL ATTACHED

altura 0, 1, 2, 3, 4, 5 mm.
con cazoleta, 2 o-rings
y arandela de teflón.



CAZOLETA ABIERTA (a)

CAZOLETA CERRADA (b)



CASQUILLO TOMA DE IMPRESIÓN





ROSTER DENT®
Sistemas de Implantes Dentales



Sistema de Implantes
PLUS®
Conexión Cono Morse





Características:

- Cono Morse compatible 100%.
- Cilíndrico.
- Estético.
- Cuello pulido 1,4 mm.
- Incluye Porta Implante compatible 100%.
- Una sola fase quirúrgica.
- Plataforma 4,8 mm.

Detalles:

Superficie de titanio texturizada ROSTER DENT

La amplia línea de implantes disponibles en diámetros, que van desde 3.3 mm hasta 4,8 mm, permite un plan de tratamiento óptimo para las necesidades específicas de sus pacientes.

La conexión de bloqueo interno tipo Morse Taper ofrece estabilidad protésica y resistencia excepcionales.

Opción de cuello de implante Plus de 1.4 mm y Plus std 2.8 mm para ajustarse a las diferentes alturas del tejido y entregar así una mejor estética.

Su extremo gingival presenta un cuello pulido y en el resto del cuerpo la superficie se encuentra tratada mediante un blasting mas un grabado acido (denominado superficie SLA).

Cuello liso en forma cónica para un perfil emergente natural y manejo de los tejidos blandos.

Diámetro y Longitudes




Ø 3,3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Plataforma 4,8 mm. Cuello pulido 1,4 mm.



Ø 4,1 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Plataforma 4,8 mm. Cuello pulido 1,4 mm.




Ø 4,8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Plataforma 4,8 mm. Cuello pulido 1,4 mm.



Instancias en la Colocación del Implante

- A) Protocolo de fresado: Siguiendo las referencias pautadas en el cuadro de protocolo de fresado correspondiente.
- B) Implante + PIM (Porta Implante Multi Función)
+ Tapa colocadora provista en el Packaging del producto.
- C) Implante colocado + Tapa de cierre.
- D) Porta Implante utilizado como transfer, para la toma de impresión con cubeta.
- E) Porta Implante utilizado como pilar definitivo.
- F) Terminado con prótesis.



Las imágenes son a modo ilustrativo

Protocolos de fresado

Sistema PLUS	Lanza 2,0	2,5	2,8	3,3	3,5	4,2
Ø 4,1 mm.	•	•	•	•	•	
Ø 4,8 mm.	•	•	•	•	•	•




Este implante Plus posee una conexión de cono morse que permite una óptima distribución de fuerzas, la reducción la aparición de movimientos que ayuda a minimizar una posible movilidad y otras complicaciones. Crea un sellado hermético para disminuir la aparición de bacterias.

También posee un octógono para el reposicionamiento de los componentes prostodóncicos, posee un mayor rendimiento que las uniones tradicionales externas.

Con esta unión se ha eliminado casi por completo el desprendimiento de los pilares, incluso en las prótesis atornilladas.

Es un implante que debido a su estructura permite la conservación óptima de la cresta ósea y la estabilidad del tejido blando.

Está disponibles en los siguientes diámetros: Ø 3,3 mm, Ø 4,1 mm y Ø 4,8 mm.



Presentación del Producto



- La presentación incluye:
- Implante de titanio Grado 4
 - Tornillo de titanio

Detalle de etiqueta en envase contenedor

- Datos del Responsable Técnico

- Código autorización ANMAT

- Datos lote del producto:

- Marca del Producto y datos del laboratorio que lo fabrica.

- Signos (leer instructivo) y (producto de un solo uso).

- Información importante sobre el producto.

- Datos para contactarse con Laboratorios Romi s.a.

ROSTER DENT
Elaborado por LABORATORIOS ROMI S.A.
Estéril.
Producto de un sólo uso.
Resp. Téc.: Dr. G. Arizmendi.
Farmacéutico, MP 19115
Autorizado por la ANMAT
PM 1914-2
LOTE: 287/18

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.
Almacenar a temperatura ambiente en su estuche original fuera del alcance de los niños, en ambientes que aseguren la ausencia de filtraciones, humedad, entrada de polvo y suciedad.
Evitar temperaturas extremas.
No utilizar si el envase ha sido dañado. Prohibida su reesterilización. Colocar el implante siguiendo normas de asepsia y técnicas quirúrgicas adecuadas, en quirófano y con instrumental estéril.
Abrir con técnica aséptica.

Gutierrez 2937, Quilmes
Bs. As. - Industria Argentina

Servicio de atención al profesional:
(+5411) 4823-1202/info@rosterdent.com



PORTA IMPLANTE
Ø 3,3; 4,1 y 4,8



TAPA DE CIERRE
Ø 3,3; 4,1 y 4,8



TAPA DE CICATRIZACIÓN

Altura 1,2,3,4 mm.



PILAR MACIZO FACETADO

Altura 4 mm.
Altura 5,5 mm.
Altura 7 mm.
Altura 10mm.

Colocador
de Pilar
facetado



PILAR UCLA CALCINABLE
PILAR DE TITANIO
Incluye tornillo de Titanio M2
con punzonado 0,48



PILAR ANGULADO 15° y 25°
Altura. 9 mm.
Incluye tornillo de Titanio M2
con punzonado 0,48



PILAR UCLA ANGULADO
CALCINABLE 15° y 25°
altura 9 mm.
Incluye tornillo de Titanio M2
con punzonado 0,48



PILAR CHIMENEA
DE TITANIO
Altura 12 mm.
Incluye tornillo de Titanio M2
con punzonado 0,48





ANÁLOGO DE PILAR
FACETADO
Altura 4, 5, 5 y 7 mm.



PILAR CALCINABLE
CHIMENEA PARA BARRA
Incluye tornillo de Titanio M2
con punzonado 0,48.



ANÁLOGO DE IMPLANTE
BRONCE Y TITANIO




CASQUILLO BASE
DE PROVISORIO



PILAR BALL ATTACHED

altura 0, 1, 2, 3, 4, 5 mm.
con cazoleta, 2 o-rings
y arandela de teflón.



CAZOLETA ABIERTA (a)

CAZOLETA CERRADA (b)



CASQUILLO TOMA
DE IMPRESIÓN





ROSTER DENT
Sistemas de Implantes Dentales



Sistema de Implantes
CONICAL HEX[®] / CONICAL H INT[®]
Conexión Hexágono Interno y Externo



Conexión Hexagono Externo

RD en los 3 diámetros
+ acople Stargrip




Conexión Hexagono Interno

Compatible con el modelo
Hex Gold.




**0,4mm de
cuello pulido**



Supraestructura
RD en los 3 diámetros



**Misma rosca que
el modelo Conical Gold**



Rosca cónica tomada
del implante Cónico Gold



Micro surcos



Supraestructura Hex Gold
conexión Ø3,5/Ø4 - Ø5

Supraestructura Conical Hex



Diámetro y Longitudes RD Diámetro Regular



Características:

Cónico H Int: Esta línea de implantes posee cuerpo cónico con una rosca marcada y autoroscante, todo esto hace que sea un implante que alcanza altos niveles de fijación primaria y muy apto para hacer carga inmediata en el maxilar superior. Conexión de Hexágono interno universal y muy versátil. Los microsurcos a nivel crestal disminuyen tensiones, manteniendo la estabilidad de la cresta ósea. En los diámetros 4mm y 5mm encontramos un diseño cónico invertido a nivel de la corona que ayuda a la preservación de la cresta ósea. Bisel pulido, este ayuda a lograr mayor estabilidad de los tejidos blandos a largo plazo.

Cónico Hex: Esta línea de implantes mantiene cuerpo cónico como en el Cónico H Int. Conexión hexágono externo, Branemark en los tres diámetros para mayor facilidad de uso. Bisel de 0,4 mm pulido que ayuda a la estabilidad de los tejidos blandos a largo plazo.

En las dos conexiones, el cuerpo cónico se encuentra en su superficie tratado mediante un blasting mas un grabado ácido (denominado superficie SLA).

Supraestructura Conical H Int



Diámetro y Longitudes




Ø 3,5 mm
8 mm
10 mm.
11,5 mm
13 mm
15 mm
16 mm
Núcleo 3,1 mm.

CUERPO 3,75 mm



Ø 4,0 mm
8 mm
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm
16 mm
Núcleo 3,4 mm.

CUERPO 4,30 mm



Ø 5,0 mm.
8 mm.
10 mm.
11,5 mm
13 mm
15 mm
16 mm
Núcleo 4,4 mm.

CUERPO 5,30 mm

Protocolos de fresado

Cónica Hexágono HI / HE	Lanza 2,0	2,5	2,8	3,3	Cónica 3,45	Cónica 4,0	Cónica 5,0
Ø 3,5 mm.	•	•			•		
Ø 4,0 mm.	•	•			•	•	
Ø 5,0 mm.	•	•	•	•	•	•	•

Importante: Para su colocación debe seguirse protocolo con fresas cónicas correspondientes y usar torquímetro para su ajuste final. Recomendamos no exceder los 35Ncm

Grande Instrumental quirúrgico

Espacio para fresas helicoidales (1,6-Lanza-2,2-2,5-2,8-3,0-3,3-3,5-4,2-4,5)

Avelladores, formadores de rosca, medidor de profundidad y pines paralelos, destornilladores, prolongadores de fresa, llave Plus, torquímetro, pinza de mano, colocador T.

Caja Grande de Acero Inoxidable Completa

Caja Grande de Plastico Completa

Instrumental Quirúrgico

COLOCADOR

C Pilar rotatorio Corto.
C Pilar rotatorio Largo.
Pilar Ball attached Corto.
Pilar Ball attached Largo.



T Ø 3,5 corto (Platinum) cuadrado.
T Ø 3,5 largo (Platinum) cuadrado.
T Ø 4,30 corto (Platinum) cuadrado.
T Ø 4,30 largo (Platinum) cuadrado.
C Pilar rotatorio mediano.
T Ø 3,5 corto (Platinum) contra ángulo.
T Ø 3,5 largo (Platinum) contra ángulo.
T Ø 4,30 corto (Platinum) contra ángulo.
T Ø 4,30 largo (Platinum) contra ángulo.



INTERMEDIARIO

Intermediario C contra ángulo a porta implante.
Intermediario llave crique a porta implante, corto/largo.
Intermediario cuadrado a contra ángulo.
Intermediario C a porta implante corto.
Intermediario C a porta implante mediano.
Intermediario C a porta implante largo.



LLAVES

Llave fija plus.
Llave fija cuadrada.
Llave crique universal cuadrada.





Chica Instrumental quirúrgico

Material de acero inoxidable.

Apta para autoclave.

Espacio para fresas helicoidales
(1,6-Lanza-2,2-2,5-2,8-3,0-3,3-3,5-4,2-4,5)

fresas cónicas, fresa redonda
avellandores, formadores de rosca,
medidor de profundidad y pines paralelos,
Destornilladores, prolongadores de fresa,
trefinas, llave crique, torquímetro,
pinza de mano, regla milimetrada.



DESTORNILLADORES

Destornillador corto 0.50 cuadrado

Destornillador Largo 0.50 cuadrado.

Destornillador corto de 0.35 hexagonal

Destornillador Largo de 0.35 hexagonal

Destornillador corto de 0.48 hexagonal

Destornillador Largo de 0.48 hexagonal

Destornillador 0,48 para contra ángulo



MANGO DIGITAL

Corto / Largo



FRESAS para sist. Conicos

Conical y Diámetro 3,45 - 4 - 5
especial largo 6-8-10-11,5-13-15

Standard



PINES

4,8



FRESAS RECTAS HELICOIDALES

Ø 1,6 - 2,2 - 2,5 - 2,8 - 3 - 3,3

3,5 - 4 - 4,2 - 4,5



JUEGO DE PINES

PARALELOS



TORQUIMETRO



TREFINAS
Ø 3-4-4,2-5,1



MEDIDOR DE
PROFUNDIDAD



PROLONGADORES
DE FRESAS



FRESA REDONDA
Ø 2,0 -2,5



FRESAS CON TOPE
Largos: 2,2 - 2,5 - 2,8 - 3,0
3,3 - 3,5 - 3,8 - 4,2



FRESAS Sistema HGP4
Ø 4 - 5




FRESA LANZA
TRIANGULAR
Ø 1,8 - 2,0



FRESAS HELICOIDAL
LINDMAN



PUNCH DIGITAL (A)
PUNCH
CONTRA ANGULO (B)



FORMADORES DE
ROSCA PLUS
Ø 3,3 - 4,1 - 4,8



LLAVE EXTRACTORA PLUS






Pintados en la ranura radial según los colores indicados en la tabla.
Las piezas se definen según su diámetro.
Es decir que las de menor diámetro son las número uno (Nº1).

En color Negro (Láser), se pinta el fondo de las 3 ranuras en todas las medidas.



Medida	Mínimo	Marcas			Máximo
		1	2	3	
1	1,15mm	2,2	2,5	3,2	3,50mm
2	1,75mm	2,52	2,8	3,3	3,50mm
3	2,35mm	3	3,3	3,6	3,75mm
4	2,60mm	3,4	3,6	4,2	4,35mm
5	3,00mm	3,9	4,2	4,9	5,00mm



Biomateriales

Línea SUS-OSS 1 ml y 0,5 ml.
Matriz Ósea Extracelular de Origen Porcino

Línea BOS-HA 1 ml y 0,5 ml.
Matriz Mineral de Hidroxiapatita de Origen Bovino



Línea SUS-MEM 1,5 X 2 cm. y 2X3 cm.
Membrana reabsorbible, Liofilizada e irradiada de pericardio de origen porcino

NUEVO SUS-MEM
HEBRAS



SUS-MEM
Hebras
(molida)

COLÁGENO HETERÓLOGO EN HEBRAS
DE ORIGEN PORCINO



SUS-MEM HEBRAS es un biomaterial conformado por colágeno heterólogo tipo I y III, de origen porcino, el cual ha sido elaborado bajo un proceso exclusivo que garantiza la desantigenización y descelerización del producto médico, garantizando la seguridad y eficacia del mismo.



Los Multi Unit (Pilares trasmucosos) se utilizan en general como prolongadores del implante para prótesis ferulizadas o múltiples buscando mejorar el GAP de unión con el implante. Así refuerza con titanio al tejido para su emergencia y aleja la unión de algún elemento colado de la interfase hueso-implante.

Este sistema es recomendado para confeccionar prótesis de carga inmediata, dado que se utilizan a manera de cicatrizales y posicionan coronalmente la unión con el implante. De esta manera todos los procedimientos protésicos se ven simplificados.

Motores de cirugía y fisiodispenser

Características Técnicas:

- Equipo Fisiodispenser con salida de dos motores.
- Pedalera Multifunción con control de torque
- Graduación de torque en pasos
- Con 3 Display independientes: Programa / Torque / Velocidad
- Función con el pedal: On/Off - Bomba - Torque - Reversa - Programas.
- 8 Programas memorizables por cada micromotor.



Línea de Osteótomos

- Mango opcional, Teflón o Acero Inoxidable.
- Código cromático para las diferentes medidas.



Osteotomos / Condensadores u Osteocondensadores.

Osteótomos de Condensación y expansión para hueso blando de poca densidad. Se utilizan para conseguir un mayor anclaje inicial del implante.

Osteótomos para levantamiento de piso seno maxilar. Posee un extremo cóncavo que permite elevarlo entre 2 a 3 mm. para compactar biomateriales impulsando hacia arriba en el levantamiento de seno. Se utilizan para huesos de densidad 3 y 4. Utilizado como técnica de Summers.

Topes: Estos se utilizan para poder medir la profundidad a la cual se quiere llevar los osteotomos, siendo una herramienta muy útil para trabajar en el sector posterior.

Línea Pilares T-Base (Base Titanio) Para todos nuestros sistemas de conexión.

Adaptadores para Pilares de Zirconio. Con un mismo pilar RD unifica la Conexión Gol y Hex Gold.






ROSTER DENT®

Sistemas de Implantes Dentales



Laboratorios
Romi S.A.



Beruti 2522. 1°A. C.A.B.A.
Tel.: 011.4823.1202
info@rosterdent.com
ventas@rosterdent.com

www.rosterdent.com



INDUSTRIA
ARGENTINA